

T-FLOX

T-Flox Tonerde normalisiert aufgrund seiner großen Oberfläche die Verteilung von Flüssigkeit im Gewebe und kühlt wegen des Verdunstungseffektes.

Zusammensetzung

Tonerde, Arnika, Kamille, Menthol

Anwendung

Gebrauchsfertige Paste zum Auftragen mit naturbelassener, mineralhaltiger Tonerde und pflanzlichen Extrakten. T-Flox Paste dick auftragen und antrocknen lassen, dann abbürsten oder abwaschen.

- Erfrischend und kühlend
- Regenerierend nach der Arbeit
- Für Sehnen und Gelenke und überall, wo gekühlt werden soll
- Trotz kleiner Verletzungen oder Sommerwunden anwendbar, da die T-Flox-Paste austrocknet.

Handelsform

1500 g Dose
3000 g Eimer

Warnhinweis

Laut des Anti-Dopingkatalogs der FN wird das Produkt als dopingrelevant eingestuft. Daher ergibt sich eine Karenzzeit von ca. 48 Stunden! (Stand März 2015)

Änderungen vorbehalten.

